



For veterinary use only

English version

SNAP* 4Dx* Plus Test
 In vitro diagnostic for the detection of *Dirofilaria immitis* antigen, antibody to *Anaplasma phagocytophylum*, antibody to *Anaplasma platys*, antibody to *Borrelia burgdorferi*, antibody to *Ehrlichia canis*, and antibody to *Ehrlichia ewingii* in canine serum, plasma, or whole blood.

Precautions and warnings

- All wastes should be properly decontaminated prior to disposal.
- Do not mix components from kits with different serial numbers.
- Do not use a SNAP device that has been activated prior to the addition of sample.
- Male-only heartworm infections typically produce antigen levels that are below the detection capability of this analyte test.
- Refer to country specific Material Safety Data Sheet for regional hazard identification.

Storage

- Store at 2–8°C until expiration date.
- SNAP devices and reagents can be stored at room temperature (18–25°C) for 90 days or until the expiration date, whichever occurs first.
- After SNAP devices and reagents are removed from 2–8°C for more than **24 hours**, the expiration date is 90 days or the printed expiration date, whichever occurs first. If the 90-day expiration date occurs prior to the printed expiration date, record the new date in the space provided on the kit.

Item	Reagents	Quantity
1	1 or 5 bottles Anti-D. <i>immitis</i> /Anaplasma spp./ <i>B. burgdorferi</i> /E. <i>canis</i> /E. <i>ewingii</i> : HRPO conjugate (preserved with gentamicin and ProCin™ 150)	7,0 mL
2	SNAP device	5, 15, 30, or 180
Reagents contained in each device:		
	Wash solution (preserved with ProCin™ 150)	0,4 mL
	Substrate solution	0,6 mL
Other components: transfer pipettes, sample tubes, and reagent rack		

Conjugate - H317/P261/P280/P302+P332/P333+P313. May cause an allergic skin reaction. Avoid breathing mist/vapors. Wear protective gloves. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.



Wash Solution - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/P337+P313/P333+P313. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Avoid breathing mist/vapors. Wear eye protection/face protection. Wear protective gloves. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Sample information

- Samples must be at room temperature (18–25°C) before beginning the test procedure.
- Serum, plasma, or anti-coagulated whole blood (e.g., EDTA, heparin), either fresh or stored at 2–8°C for up to one week, can be used.
- For longer storage, serum, or plasma can be frozen (20°C or colder) and then recentered before use.
- Hemolyzed or lipemic samples will not affect test results.

Test procedure

- If stored in a refrigerator, allow all components to equilibrate at room temperature (18–25°C) for 30 minutes before use. **Do not heat.**
- Using the pipette provided, dispense **3 drops of sample** into a new sample tube.
- Hold the bottle vertical, add **4 drops of conjugate** to the sample tube.
- Cap the sample tube and mix it thoroughly by **inverting it 3–5 times.**




When color **FIRST** appears in the activation circle, push the activator firmly until it is flush with the device body.

Note: Some samples may not flow to the activation circle within 60 seconds, and therefore, the circle may not turn color. In this case, press the activator after the sample has flowed across the result window.

Read test result at 8 minutes.
Note: The positive control may develop sooner, but results are not complete until 8 minutes.

Interpreting the test results
Positive result
 Any color development in the sample spots indicates the presence of *Dirofilaria immitis* antigen, *A. phagocytophylum* antibody, *A. platys* antibody, *B. burgdorferi* antibody, *E. canis* antibody, or *E. ewingii* antibody in the sample.



Negative result
 Only positive control spot develops color.

Invalid results

- Background**—If the sample is allowed to flow past the activation circle, background color may result. Some background color is normal. However, if colored background obscures test result, repeat the test.
- No color development**—If the positive control does not develop color, repeat the test.

IDEXX SNAPshot Dx® analyzer
 Test results can also be read using the SNAPshot Dx® analyzer. A complete description of how to enter patient data and read test results using the SNAPshot Dx analyzer can be found in the SNAPshot Dx analyzer operator's guide.

Borrelia burgdorferi vaccine cross-reactivity—The *Borrelia burgdorferi* assay detects antibodies induced as a result of natural infection with the organism and not following immunization with the following vaccines:
 Recombitek® Lyme, LymeVax®, and Galaxy® Lyme and Nobivac® Lyme.
 Recombitek is a registered trademark of Merial, Inc. LymeVax® is a registered trademark of Pfizer, Inc. Galaxy and Nobivac are registered trademarks of Merck Animal Health.

Lanalyseur SNAPshot Dx® d'IDEXX
 Vous pouvez aussi lire les résultats des tests à l'aide de l'analyseur SNAPshot Dx. Le guide d'utilisation de l'analyseur SNAPshot Dx explique en détail comment entrer les données du patient et lire les résultats des tests à l'aide de l'analyseur SNAPshot Dx.

Reactivité croisée avec vaccin Borrelia burgdorferi—Le test pour *Borrelia burgdorferi* ne détecte que les anticorps produits en cas d'infection naturelle par le micro-organisme et pas ceux produits suite à une immunisation par les vaccins suivants:
 Recombitek® Lyme, LymeVax®, Galaxy® Lyme et Nobivac® Lyme.
 Recombitek est une marque déposée de Merial Inc. LymeVax® est une marque déposée de Pfizer Inc. Galaxy et Nobivac sont des marques déposées de Merck Animal Health.


Symbol descriptions		Descriptions des symboles		Symbol-Beschreibungen	
	Use by date		A utiliser avant la date		Verwendbar bis
	Batch code (lot)		Numéro de lot		Chargenbezeichnung (Ch.-B.)
	Temperature limitation		Limite de température		Temperaturbereich
	Manufacturer		Fabricant		Hersteller
	Authorized representative in the European Community		Authorized representative in the European Community		Autorisierte EG-Vertretung
	Consult instructions for use		Consult the notice of utilisation		Gebrauchsinformation beachten
	In vitro diagnosis		In vitro diagnosis		In-vitro-Diagnose
	Date of manufacture		Date de fabrication		Herstellungsdatum

USA/Canada: 1 800 248 2483 • idexx.com
Australia: 1300 44 33 99 • idexx.com.au
Europe: idexx.eu

Assistance technique IDEXX
É.U./Canada: 1 800 248 2483 • idexx.com
Australie: 1300 44 33 99 • idexx.com.au
Europe: idexx.eu

IDEXX **IDEXX** **IDEXX**

© 2022 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved. • 06-28002-11



Résultat à usage vétérinaire

Version française

SNAP* 4Dx* Plus Test
 Diagnostic in vitro pour la détection d'antigènes de *Dirofilaria immitis* et d'anticorps contre *Anaplasma phagocytophylum*, *Anaplasma platys*, *Borrelia burgdorferi*, *Ehrlichia canis* et *Ehrlichia ewingii* dans le sérum, le plasma ou le sang entier canine.

Précautions et mises en garde

- Tous les déchets doivent être décontaminés comme si de soit avant leur mise au rebut.
- Ne pas mélanger les composants des trousseaux comportant des numéros de série différents.
- Ne pas utiliser le dispositif SNAP s'il a été activé avant que n'ait soigné l'échantillon.
- Les infections dans lesquelles sont présents uniquement des vers du cœur mais ne produisent généralement des taux d'antigènes inférieurs à la capacité de détection de cette analyse d'antigènes.
- Se référer à la fiche de données de sécurité spécifique au pays pour identifier les dangers régionaux.

Conservation

- Conserver à 2–8°C jusqu'à la date de péremption.
- Les dispositifs SNAP et les réactifs peuvent être conservés à la température ambiante (18–25°C) pendant 90 jours ou jusqu'à la date de péremption figurant sur l'emballage, en privilégiant la première de ces deux dates.
- Dès que les dispositifs SNAP et réactifs ne sont plus maintenus à une température de 2–8°C pendant plus de 24 heures, la date de péremption est de 90 jours ou la date figurant sur l'emballage, en privilégiant la première de ces deux dates. Si la date de péremption de 90 jours survient avant la date de péremption figurant sur l'emballage, notez la nouvelle date dans l'espace prévu à cet effet sur la trouss.

Article	Réactifs	Quantité
1	1 ou 5 flacons de conjugué anti-D. <i>immitis</i> /Anaplasma spp./ <i>B. burgdorferi</i> /E. <i>canis</i> /E. <i>ewingii</i> : HRPO (Conservateurs: gentamicine et ProCin™ 150)	7,0 ml
2	Dispositif SNAP	5, 15, 30 ou 180
Réactifs présents dans chaque dispositif:		
	Solution de lavage (Conservateur: ProCin™ 150)	0,4 ml
	Autres composants: pipettes de transfert, tubes d'échantillon et support à réactifs	0,6 ml

Conjugate - H317/P261/P280/P302+P332/P333+P313. Peut provoquer une allergie cutanée. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

Solution de lavage - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/P337+P313/P333+P313. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Neof pour les organismes aquatiques. Neof pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Porter des gants de protection et l'équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.



ATTENTION

Solution de lavage - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/P337+P313/P333+P313. Può provocare una allergia cutanea. Evitare di respirare i nebuli/fumi/vapori. Indossare guanti protettivi. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

Soluzione di lavaggio - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/P337+P313/P333+P313. Può provocare una reazione allergica cutanea. Evitare di respirare i nebuli/fumi/vapori. Indossare guanti protettivi. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

Informations concernant les échantillons


- Les échantillons doivent être amenés à la température ambiante (18–25°C) avant d'effectuer le test.
- Il est possible d'utiliser du sérum, plasma ou sang entier anticoagulé (par ex., EDTA, héparine), frais ou conservé pendant une période d'une semaine maximum.
- Pour une durée de conservation supérieure, il est possible de congeler le sérum ou le plasma (20°C ou en dessous) et de le centrifuger à nouveau avant l'emploi.
- Des échantillons hémolysés ou lipémiques n'affecteront pas les résultats.



Remarque: Il est possible que certains échantillons n'atteignent pas le cercle d'activation en 60 secondes, auquel cas le cercle risque de ne pas changer de couleur. Si cela se produit, appuyer sur l'activateur une fois que l'échantillon a traversé la fenêtre de lecture.

Note: Some samples may not flow to the activation circle within 60 seconds, and therefore, the circle may not turn color. In this case, press the activator after the sample has flowed across the result window.

Interprétation des résultats
Résultat positif
 Tout changement de couleur dans les pastilles du prélèvement révèle la présence d'antigènes *Dirofilaria immitis*, d'anticorps contre *A. phagocytophylum*, d'anticorps contre *A. platys*, d'anticorps contre *B. burgdorferi*, d'un anticorps contre *E. canis* ou d'anticorps contre *E. ewingii* dans le prélèvement.



Remarques:

- La pastille *A. phagocytophylum/A. platys* ne peut pas différencier entre les deux espèces: un résultat positif indique la présence d'anticorps dirigés contre *A. phagocytophylum* et/ou *A. platys*.
- La pastille *E. canis/E. ewingii* ne peut pas différencier entre les deux espèces: un résultat positif indique la présence d'anticorps contre *E. canis* et/ou *E. ewingii*.
- Dans un faible pourcentage d'échantillons (0,027% selon les données rapportées), des substances interférentes présentes dans le sang du patient peuvent entraîner la réaction positive de toutes les pastilles du dispositif. Dans ce cas, les analyses doivent être menées de nouveau sur le sérum ou le plasma issu de l'échantillon afin de réduire la probabilité d'une interférence.

Résultat négatif
 Seule la pastille du contrôle positif change de couleur.

Résultats non valides

- Fond**—Si l'échantillon dépasse le cercle d'activation, une couleur de fond peut apparaître. Ceci est normal dans certaines limites. Toutefois, si cette couleur de fond obscurcit les résultats du test, il faut refaire le test.
- Absence de couleur**—Si le contrôle positif ne vire pas, refaire le test.

Lanalyseur SNAPshot Dx® d'IDEXX
 Vous pouvez aussi lire les résultats des tests à l'aide de l'analyseur SNAPshot Dx. Le guide d'utilisation de l'analyseur SNAPshot Dx explique en détail comment entrer les données du patient et lire les résultats des tests à l'aide de l'analyseur SNAPshot Dx.

Reactivité croisée avec vaccin Borrelia burgdorferi—Le test pour *Borrelia burgdorferi* ne détecte que les anticorps produits en cas d'infection naturelle par le micro-organisme et pas ceux produits suite à une immunisation par les vaccins suivants:
 Recombitek® Lyme, LymeVax®, Galaxy® Lyme et Nobivac® Lyme.
 Recombitek est une marque déposée de Merial Inc. LymeVax® est une marque déposée de Pfizer Inc. Galaxy et Nobivac sont des marques déposées de Merck Animal Health.


Symbol descriptions		Descriptions des symboles		Symbol-Beschreibungen	
	Use by date		A utiliser avant la date		Verwendbar bis
	Batch code (lot)		Numéro de lot		Chargenbezeichnung (Ch.-B.)
	Temperature limitation		Limite de température		Temperaturbereich
	Manufacturer		Fabricant		Hersteller
	Authorized representative in the European Community		Authorized representative in the European Community		Autorisierte EG-Vertretung
	Consult instructions for use		Consult the notice of utilisation		Gebrauchsinformation beachten
	In vitro diagnosis		In vitro diagnosis		In-vitro-Diagnose
	Date of manufacture		Date de fabrication		Herstellungsdatum

USA/Canada: 1 800 248 2483 • idexx.com
Australia: 1300 44 33 99 • idexx.com.au
Europe: idexx.eu

Assistance technique IDEXX
É.U./Canada: 1 800 248 2483 • idexx.com
Australie: 1300 44 33 99 • idexx.com.au
Europe: idexx.eu

IDEXX **IDEXX** **IDEXX**

© 2022 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés.



Nur zum veterinärischen Gebrauch

Deutsche Version

SNAP* 4Dx* Plus Test
 In-vitro-Diagnostikum zum Nachweis von *Dirofilaria immitis*-Antigen, *Anaplasma phagocytophylum*-Antikörper, *Anaplasma platys*-Antikörper, *Borrelia burgdorferi*-Antikörper, *Ehrlichia canis*-Antikörper und *Ehrlichia ewingii*-Antikörper in Serum, Plasma oder Vollblut von Hunden.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

- Alle Abfälle müssen vor der Entsorgung ordnungsgemäß dekontaminiert werden.
- Komponenten aus Kits mit unterschiedlichen Chargenbezeichnungen nicht zusammen verwenden.
- Ne pas utiliser le dispositif SNAP s'il a été activé avant que n'ait soigné l'échantillon.
- Wenn eine SNAP Testeinheit vor Zugabe der Probe aktiviert wurde, darf sie nicht verwendet werden.
- Infektionen mit nur männlichen Herzwürmern erzeugen in der Regel Antigen Spiegel, die unter der Nachweisgrenze dieses Antigen-Tests liegen.
- Für die regionale Gefährdungsidentifikation verweisen wir auf das länderspezifische Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

- Der Test muss bei 2–8°C gelagert werden.
- SNAP Testeinheiten und Reagenzien können bei Raumtemperatur (18–25°C) 90 Tage oder bis auf aufgedrucktem Verfallsdatum gelagert werden (je nachdem, welches Datum zuerst eintritt).
- Nachdem SNAP Testeinheiten und Reagenzien länger als 24 Stunden bei einer höheren Temperatur als 2–8°C aufbewahrt werden, ist das Verfallsdatum 90 Tage oder das aufgedruckte Verfallsdatum (je nachdem, welches Datum zuerst eintritt). Wenn das Verfallsdatum von 90 Tagen vor dem aufgedruckten Verfallsdatum eintritt, das neue Datum auf dem Kit an der entsprechenden Stelle kennzeichnen.

Artikel	Reagenzien	Menge
1	1 oder 5 Fläschchen (Anti-D. <i>immitis</i> /Anaplasma spp./ <i>B. burgdorferi</i> /E. <i>canis</i> /E. <i>ewingii</i>) HRPO-Konjugat (Konservierungsstoff: Gentamicin und ProCin™ 150)	7,0 ml
2	SNAP Testeinheit	5, 15, 30 oder 180
In jeder Testeinheit enthaltene Reagenzien:		
	Waschlösung (Konservierungsstoff: ProCin™ 150)	0,4 ml
	Substratlösung	0,6 ml
Sonstige Komponenten: Transferpipetten, Probenröhrchen und Reagenzständer		

Conjugat - H317/P261/P280/P302+P332/P333+P313. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI CONTACT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreuzung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Waschlösung - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/P337+P313/P333+P313. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Éviter de respirer la nébuli/fumi/vapors. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: lavez abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consultez un médecin.



ACHTUNG

Solución de lavado - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/P337+P313/P333+P313. Puede provocar una reacción alérgica cutánea. Evitar respirar la nebuli/fumos/vapores. Usar guantes de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundante. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

Soluzione di lavaggio - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/P337+P313/P333+P313. Può provocare una reazione allergica cutanea. Evitare di respirare i nebuli/fumi/vapori. Indossare guanti protettivi. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

Informations zur Probe


- Die Proben müssen vor der Durchführung des Antigenaustests bei Raumtemperatur (18–25°C) erreicht haben.
- Für diesen Test kann Serum, Plasma oder anticoaguliertes Vollblut (z.B. EDTA, Heparin), frisch oder aufbewahrt bei 2–8°C bis zu einer Woche gelagert, verwendet werden.
- Zur längeren Lagerung kann das Serum oder Plasma gefroren (-20°C oder kälter) und dann vor der Verwendung erneut zentrifugiert werden.
- Hämolytierte oder lipämische Proben beeinträchtigen die Testergebnisse nicht.



Remarque: Il est possible que certains échantillons n'atteignent pas le cercle d'activation en 60 secondes, auquel cas le cercle risque de ne pas changer de couleur. Si cela se produit, appuyer sur l'activateur une fois que l'échantillon a traversé la fenêtre de lecture.

Note: Some samples may not flow to the activation circle within 60 seconds, and therefore, the circle may not turn color. In this case, press the activator after the sample has flowed across the result window.

Interpretation der Ergebnisse
Résultat positif
 Jede Farbentwicklung in den Probenzentrifugen zeigt die Präsenz von *Dirofilaria immitis*-Antigen, *A. phagocytophylum*, *A. platys*, *B. burgdorferi*, *E. canis* oder *E. ewingii*-Antikörper in der Probe an.



Remarques:

- Der Probenpunkt für *E. canis/E. ewingii* ermöglicht keine Unterscheidung zwischen den beiden Spezies: Ein positives Ergebnis weist auf das Vorliegen von Antikörpern gegen *A. phagocytophylum* und/oder *A. platys* hin.
- Der Probenpunkt für *E. canis/E. ewingii* ermöglicht keine Unterscheidung zwischen den beiden Spezies: Ein positives Ergebnis weist auf das Vorliegen von Antikörpern gegen *E. canis* und/oder *E. ewingii* hin.
- Bei einem geringen Prozentsatz von Proben (gemäß wurden 0,027%) können störende Substanzen im Blut des Patienten dazu führen, dass alle Punkte am Testgerät eine positive Reaktion zeigen. In diesem Fall sollte das Plasma oder Serum der Blutprobe erneut getestet werden, um die Wahrscheinlichkeit von Beeinträchtigungen zu verringern.

Résultat négatif
 Nur der positive Kontrollbereich entwickelt eine Färbung.

Negative Ergebnisse
 Nur der positive Kontrollbereich entwickelt eine Färbung.

Ungültige Ergebnisse

- Hintergrund**—Wenn die Probe über den Aktivierungskreis hinaus läuft, kann sich eine Hintergrundfärbung ergeben. Etwas Hintergrundfarbe ist normal. Wenn jedoch ein farbiger Hintergrund das Testergebnis überdeckt, den Test wiederholen.
- Keine Farbentwicklung**—Wenn sich keine Färbung bei der positiven Kontrolle einstellt, darf der Test wiederholen.

IDEXX SNAPshot Dx® Analysegerät
 Die Testergebnisse können auch mit Hilfe des SNAPshot Dx-Analysegeräts abgelesen werden. In der Gebrauchsanweisung des SNAPshot Dx finden Sie eine detaillierte Beschreibung, wie Patientendaten eingegeben und Testergebnisse interpretiert werden können.

Borrelia burgdorferi - Impfstoff-Kreuzreaktivität—Der Test auf *Borrelia burgdorferi* weist Antikörper nach, welche durch eine natürliche Infektion mit dem Erreger und nicht durch eine Immunisierung mit den folgenden Impfstoffen induziert wurden:
 Recombitek® Lyme, LymeVax®, Galaxy® Lyme und Nobivac® Lyme.
 Recombitek ist eine eingetragene Schutzmarke von Merial, Inc. LymeVax ist eine eingetragene Schutzmarke von Pfizer, Inc. Galaxy und Nobivac sind eingetragene Schutzmarken von Merck Animal Health.

Symbol descriptions		Descriptions des symboles		Symbol-Beschreibungen	
	Use by date		A utiliser avant la date		Verwendbar bis
	Batch code (lot)		Numéro de lot		Chargenbezeichnung (Ch.-B.)
	Temperature limitation		Limite de température		Temperaturbereich
	Manufacturer		Fabricant		Hersteller
	Authorized representative in the European Community		Authorized representative in the European Community		Autorisierte EG-Vertretung
	Consult instructions for use		Consult the notice of utilisation		Gebrauchsinformation beachten
	In vitro diagnosis		In vitro diagnosis		In-vitro-Diagnose
	Date of manufacture		Date de fabrication		Herstellungsdatum

USA/Canada: 1 800 248 2483 • idexx.com
Australia: 1300 44 33 99 • idexx.com.au
Europe: idexx.eu

Assistance technique IDEXX
É.U./Canada:

