

Solicitando testes de Cortisol Catalyst em seu PIMS

Recentemente adicionamos um novo teste para a plataforma bioquímica Catalyst™: o Teste de Cortisol Catalyst™. Como o teste de Cortisol Catalyst tem vários protocolos recomendados com várias etapas de protocolo (como estimulação pré e pós-ACTH e supressão de dexametasona em baixa dose pré, 4 horas e 8 horas), há vários painéis/perfis que podem ser selecionados. Siga as etapas abaixo para garantir que você esteja pronto para executar o teste quando precisar.

Observação: Ao definir o preço do teste de Cortisol Catalyst, tenha em mente que o número de testes necessários (conforme mostrado na coluna mais à direita abaixo) variará de acordo com o protocolo.

Etapa 1: Implemente os novos painéis/perfis do Cortisol Catalyst no seu PIMS (se necessário).

Se você estiver usando o software Cornerstone™ versão 8.4 ou posterior: Link os perfis do Cortisol Catalyst listados na coluna de cinza-sombreada abaixo. Se os perfis não aparecerem, entre em contato com o Suporte da Cornerstone pelo telefone 1-800-695-2877.

Se você estiver usando um sistema de gerenciamento de informações da clínica (PIMS) diferente: Habilite, ative ou adicione manualmente os painéis do Cortisol Catalyst na coluna de sombra azul abaixo (se necessário).

Nomes de perfil para Cornerstone 8.4 ou posterior	Nomes de painéis (e códigos) para outros PIMS	Use com este protocolo para...	Número de testes necessários
Amostra Cortisol isolado em repouso	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol Isolado - em Repouso (CortRest)	Descartar hipoadrenocorticismo	1
Cort (Isolado em Repouso) TherMonitor	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol Isolado - Monitoramento do trilostano (CortSingle™)	Monitorar o hipercortisolismo	1
Catalyst Estímulo do Cortisol com ACTH	IDEXX VetLab Catalyst Teste de estímulo do cortisol com ACTH (CortTMACTHPre+Post)	Diagnosticar hipoadrenocorticismo ou hipercortisolismo	2
Catalyst ACTH Stim TherMonitor	IDEXX VetLab Catalyst Teste de estímulo do cortisol com ACTH - Monitoramento do trilostano (CortTMACTHPre+Post)	Monitorar o tratamento do hipercortisolismo	2
Catalyst Supr com baixa dose de Dexametasona	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol teste de supressão com baixa dose de dexametasona (CortLDDSPre+4Hr+8Hr)	Diagnosticar hipercortisolismo	3
Catalyst Supr com alta dose de Dexametasona	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol teste de supressão com alta dose de dexametasona (CortLDDSPre+4Hr+8Hr)	Diferencie entre hipercortisolismo dependente da hipófise e da adrenal	3
Cortisol Pós ACTH	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol - Pós ACTH (CortPostACTH)	Acompanhe um resultado "Cortisol Isolado-em Repouso"	1
Cortisol Outro	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol - Outro (CortOther)	Outro	Pode variar

Etapa 2: Encomende o painel/perfil do Catalyst Cortisol desejado em seus PIMS.

O processo para pedidos de testes varia de acordo com o PIMS - veja a documentação de ajuda do seu PIMS para obter instruções detalhadas.

Etapa 3: Inicie a execução do Catalyst Cortisol na IDEXX Vetlab Station.

Siga as etapas abaixo para garantir que os resultados sejam fornecidos adequadamente e para receber comentários interpretativos abrangentes.

IMPORTANTE: Se você possui um analisador Catalyst One e um analisador Catalyst Dx e pretende monitorar os resultados de cortisol de um paciente e/ou realizar testes adicionais/teste de cortisol em várias etapas, a IDEXX recomenda que todos os testes de cortisol sejam realizados no mesmo analisador com o mesmo tipo de amostra.

	Para testes iniciais de cortisol	Para testes adicionais /testes de cortisol em várias etapas*
Analisador bioquímico Catalyst One™	Inicie a execução na IDEXX VetLab™ Station. Na tela Selecionar equipamentos, toque em Catalyst One e, em seguida, toque em Cortisol . Selecione o protocolo desejado e suas etapas adicionais, toque em Salvar e, em seguida, toque em Iniciar .	Todas as etapas do protocolo selecionadas quando o teste inicial foi processado aparecem na lista Em processo, na tela inicial da IDEXX VetLab Station. Quando for processar a próxima amostra, toque no próximo teste disponível na lista, toque em Na fila e, em seguida, toque em Iniciar execução .
Analisador bioquímico Catalyst Dx™	Inicie a execução como faria normalmente na IDEXX VetLab Station. No final da execução, identifique o protocolo e a etapa do protocolo quando solicitado e toque em Enviar . Observação: Se optar por inserir o protocolo/as etapas do protocolo mais tarde, toque no paciente na lista Em processo, toque em Adicionar detalhes e, em seguida, selecione as informações do protocolo do paciente.	Para garantir que os resultados adicionais sejam agrupados com o resultado inicial e para receber comentários interpretativos: 1. Localize o resultado inicial de cortisol do paciente na IDEXX VetLab Station OU selecione o paciente aplicável na lista Pendente, na tela inicial. 2. Toque em Adicionar exame e, em seguida, em Anexar resultados . 3. Na tela Selecionar equipamentos, selecione Catalyst Dx . 4. Quando solicitado no final da execução, selecione as informações do protocolo da execução e toque em Enviar .

*Quando testes adicionais são adicionados como parte do teste de cortisol de várias etapas, os resultados são listados do teste adicional mais recente (acima) para o teste inicial (abaixo); os comentários interpretativos abrangentes aparecem com os resultados mais recentes.