



Safety information for Catalyst* Bile Acids reagent (32-0012550-00, 25-0013174-00)



Choose your language

Choisissez votre langue

Scegli la lingua

Wählen Sie Ihre Sprache aus

Seleccione su idioma

Seleccione su idioma

Wybierz język

Kies je taal

Zvolte jazyk

选择你的语言


選擇您的語言

언어를 선택하세요

เลือกภาษาของท่าน

English	Español	Čeština	한국
Français	Deutsch	Polski	ภาษาไทย
Italiano	Português do Brasil	简体中文	繁體中文
Nederlands			

Safety information for Catalyst* Bile Acids reagent (32-0012550-00, 25-0013174-00)



Part number	Safety codes	Hazard statement	Prevention	Response	Storage	Disposal
Catalyst* Bile Acids IMAC Resin, Lyophilized	H315	Causes skin irritation; may cause an allergic skin reaction; causes serious eye irritation; toxic to aquatic life with long-lasting effects	Avoid breathing dust/fume/ gas/mist/vapors/spray; wash thoroughly after handling; contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace; avoid release to the environment; wear protective gloves; wear eye protection/face protection	IF ON SKIN: Wash with plenty of water IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes; remove contact lenses, if present and easy to do; continue rinsing If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/ attention If eye irritation persists: Get medical advice/attention Take off contaminated clothing and wash it before reuse; collect spillage	Store away from incompatible materials	Dispose of contents/ container in accordance with local/regional/national/ international regulations
	H317					
	H319					
	H411					
	P261					
	P264					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+P352					
	P305+ P351+P338					
	P333 + P313					
	P337+P313					
P362 + P364						
P391						
P501						
Catalyst* Bile Acids Sample Diluent	H317	May cause an allergic skin reaction; harmful to aquatic life with long-lasting effects	Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace; avoid release to the environment; wear protective gloves	IF ON SKIN: Wash with plenty of water If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/ attention Wash contaminated clothing before reuse	Store away from incompatible materials	Dispose of contents/ container in accordance with local/regional/national/ international regulations
	H412					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+ P352					
	P333 + P313					
	P363					
	P501					

Note: Cups should remain attached and stored together per product instructions.

If you have questions about this document or additional safety concerns, email productcompliance@idexx.com.
For other product-related questions, please reach out to your local customer support team.

Informations de sécurité concernant le réactif

Acides biliaires Catalyst* (32-0012550-00, 25-0013174-00)



Numéro de référence	Codes de sécurité	Mention de danger	Prévention	Réponse	Stockage	Élimination
Résine IMAC Acides biliaires Catalyst*, lyophilisée	H315	Provoque une irritation cutanée, peut provoquer une allergie cutanée, provoque une grave irritation oculaire ; toxique pour la vie aquatique avec des effets de longue durée	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/ fines gouttes/vapeurs/ pulvérisations ; laver soigneusement après manipulation ; les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail ; éviter le rejet dans l'environnement ; porter des gants de protection ; porter un équipement de protection des yeux/du visage	<p>EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer abondamment à l'eau.</p> <p>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes ; retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever ; continuer à rincer</p> <p>En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin</p> <p>En cas d'irritation oculaire persistante : consulter un médecin</p> <p>Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser ; recueillir les déversements</p>	Stocker à l'écart des produits incompatibles	Éliminer le contenu/ récipient conformément aux réglementations locales/ régionales/nationales/ internationales
	H317					
	H319					
	H411					
	P261					
	P264					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+P352					
	P305+ P351+P338					
	P333 + P313					
	P337+P313					
Diluant d'échantillon pour le réactif Acides biliaires Catalyst*	H317	Peut provoquer une allergie cutanée ; nocif pour les organismes aquatiques ; nocif pour les organismes aquatiques avec effets de longue durée	Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail ; éviter le rejet dans l'environnement ; porter des gants de protection	<p>EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer abondamment à l'eau.</p> <p>En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin</p> <p>Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser</p>	Stocker à l'écart des produits incompatibles	Éliminer le contenu/ récipient conformément aux réglementations locales/ régionales/nationales/ internationales
	H412					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+ P352					
	P333 + P313					
	P363					
	P501					

Remarque : Les cupules doivent rester attachées et stockées ensemble conformément aux instructions du produit.

Si vous avez des questions à propos sur ce document ou des préoccupations supplémentaires en matière de sécurité, envoyez un email à productcompliance@idexx.com. Pour toute autre question relative au produit, veuillez contacter l'équipe de votre support technique local.

Informazioni di sicurezza per il reagente Catalyst* Acidi biliari (32-0012550-00, 25-0013174-00)



Codice articolo	Codici di sicurezza	Indicazioni di pericolo	Prevenzione	Risposta	Conservazione	Smaltimento
Resina IMAC Catalyst* Acidi biliari, liofilizzata	H315	Provoca irritazione cutanea; può provocare una reazione allergica cutanea; provoca grave irritazione oculare; tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	Evitare di respirarne il contenuto sotto forma di polvere/fumi/gas/nebulizzazione/vapori/aerosol; lavare accuratamente dopo la manipolazione; gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro; non disperdere nell'ambiente; indossare guanti protettivi; proteggere gli occhi/il viso	<p>IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare con abbondante acqua</p> <p>IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti; togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo e continuare a sciacquare</p> <p>In caso di irritazione o eruzione cutanea: consultare un medico</p> <p>Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico</p> <p>togliersi gli indumenti contaminati e lavarli prima del riutilizzo; raccogliere il materiale fuoriuscito</p>	Conservare lontano da sostanze incompatibili	Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/ internazionale
	H317					
	H319					
	H411					
	P261					
	P264					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+P352					
	P305+ P351+P338					
	P333 + P313					
	P337+P313					
Diluente del campione Catalyst* Acidi biliari	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea; nocivo per gli organismi acquatici; nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro; non disperdere nell'ambiente; indossare guanti protettivi	<p>IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare con abbondante acqua</p> <p>In caso di irritazione o eruzione cutanea: consultare un medico</p> <p>Lavare gli indumenti contaminati prima del riutilizzo</p>	Conservare lontano da sostanze incompatibili	Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/ internazionale
	H412					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+ P352					
	P333 + P313					
	P363					
	P501					

Nota: conservare i recipienti ben fissati insieme, come da istruzioni d'uso del prodotto.

Per qualsiasi domanda sulla presente informativa o per qualsiasi ulteriore problema di sicurezza, inviare una e-mail all'indirizzo productcompliance@idexx.com.
Per altre domande relative al prodotto, contattare l'assistenza clienti di zona.

Información de seguridad para el reactivo Catalyst* Ácidos Biliares (32-0012550-00, 25-0013174-00)



Número de parte	Códigos de seguridad	Indicaciones de peligro	Precauciones	Respuesta	Almacenamiento	Eliminación
Resina IMAC de Catalyst* Ácidos Biliares, liofilizada	H315	Causa irritación cutánea.	Evitar respirar el polvo/humo/gas/nebulizado/vapor/espray. Lavar a conciencia después de la manipulación. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Evitar su emisión en el medio ambiente. Manipular con guantes de protección. Usar protección ocular/facial.	<p>EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua.</p> <p>EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retirar las lentes de contacto, en caso de que estén presentes y si resulta fácil hacerlo. Continuar enjuagando.</p> <p>Si se produce una irritación o erupción cutánea: consultar a un médico.</p> <p>Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico.</p> <p>Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a utilizarla. Recoger los vertidos.</p>	Guardar lejos de materiales incompatibles	Desechar el contenido/ recipiente de acuerdo con las normativas locales/ regionales/nacionales/ internacionales.
	H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Causa irritación ocular grave.				
	H319	Tóxica para los organismos acuáticos con efectos duraderos.				
	H411					
	P261					
	P264					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+P352					
	P305+ P351+P338					
	P333 + P313					
	P337+P313					
Diluyente de muestras de Catalyst* Ácidos Biliares	H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos.	La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Evitar la liberación en el medio ambiente. Manipular con guantes de protección.	<p>EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua.</p> <p>Si se produce una irritación o erupción cutánea: consultar a un médico.</p> <p>Lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla.</p>	Guardar lejos de materiales incompatibles	Desechar el contenido/ recipiente de acuerdo con las normativas locales/ regionales/nacionales/ internacionales.
	H412	Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos.				
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+ P352					
	P333 + P313					
	P363					
	P501					

Nota: Los pocillos deben permanecer unidos y almacenados juntos conforme a las instrucciones del producto.

Si tiene alguna duda sobre este documento u otras cuestiones relacionadas con la seguridad del producto, envíe un correo electrónico a productcompliance@idexx.com.

Para cualquier otra duda relacionada con el producto, póngase en contacto con su equipo local de servicio técnico.

Sicherheitshinweise für Catalyst* Gallensäuren-Reagenz (32-0012550-00, 25-0013174-00)



Artikelnummer	Sicherheitscode	Gefahrenhinweis	Prävention	Maßnahmen	Lagerung	Entsorgung
Catalyst* Gallensäuren- IMAC-Resin, lyophilisiert	H315	Verursacht Hautreizungen; Kann allergische Hautreaktionen verursachen; Verursacht schwere Augenreizungen; Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung	Staub/Rauch/Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen; Nach Gebrauch gründlich waschen; Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen; Freisetzung in die Umwelt vermeiden; Schutzhandschuhe tragen; Augen-/Gesichtsschutz tragen	BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen BEI AUGENKONTAKT: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen; Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen; Weiter spülen Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen; Verschüttete Mengen aufnehmen	Von unverträglichen Stoffen fernhalten	Inhalt/Behälter gemäß den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Richtlinien entsorgen
	H317					
	H319					
	H411					
	P261					
	P264					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+P352					
	P305+ P351+P338					
	P333 + P313					
	P337+P313					
P362 + P364						
P391						
P501						
Catalyst* Gallensäuren- Probenverdünnung	H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen; Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung	Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen; Freisetzung in die Umwelt vermeiden; Schutzhandschuhe tragen	BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen	Von unverträglichen Stoffen fernhalten	Inhalt/Behälter gemäß den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Richtlinien entsorgen
	H412					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+ P352					
	P333 + P313					
P363						
P501						

Hinweis: Die Becher sollten verbunden und gemeinsam gemäß der Gebrauchsanweisung aufbewahrt werden.

Sollten Sie Fragen zu diesem Dokument oder weitere Sicherheitsbedenken haben, senden Sie eine E-Mail an productcompliance@idexx.com.
Für alle weiteren Fragen bezüglich des Produkts, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst vor Ort.

Informações de segurança para o reagente de ácidos biliares Catalyst* (32-0012550-00, 25-0013174-00)



Número de partida	Códigos de segurança	Declaração de Risco	Prevenção	Resposta	Armazenamento	Descarte
Resina IMAC de ácidos biliares Catalyst*, liofilizada	H315	Causa irritação na pele; pode causar uma reação alérgica na pele; causa irritação ocular grave; tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros	Evite respirar poeira/fumaça/gás/névoa/vapores/spray; lave bem após o manuseio; roupas de trabalho contaminadas não devem sair do local de trabalho; evite a liberação para o meio ambiente; use luvas de proteção; use proteção ocular/proteção facial	CASO ENTRE EM CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância CASO ENTRE EM CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos; remova as lentes de contato, se presentes e fáceis de retirar; continue enxaguando Se ocorrer irritação na pele ou erupção cutânea: Busque ajuda/orientação médica. Se a irritação ocular persistir: Busque ajuda/orientação médica. Retire a roupa contaminada e lave-a antes de reutilizar; colete o derramamento	Armazene longe de materiais incompatíveis	Descarte o conteúdo/ recipiente de acordo com os regulamentos locais/ regionais/nacionais/ internacionais
	H317					
	H319					
	H411					
	P261					
	P264					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+P352					
	P305+ P351+P338					
	P333 + P313					
P337+P313						
P362 + P364						
P391						
P501						
Diluente de amostra de ácidos biliares Catalyst*	H317	Pode causar uma reação alérgica na pele; prejudicial à vida aquática; prejudicial à vida aquática com efeitos duradouros	Roupas de trabalho contaminadas não devem sair do local de trabalho; evite a liberação para o meio ambiente; use luvas de proteção	CASO ENTRE EM CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância Se ocorrer irritação na pele ou erupção cutânea: Busque ajuda/orientação médica. Lave as roupas contaminadas antes de usá-las novamente	Armazene longe de materiais incompatíveis	Descarte o conteúdo/ recipiente de acordo com os regulamentos locais/ regionais/nacionais/ internacionais
	H412					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+ P352					
	P333 + P313					
	P363					
	P501					

Nota: Os copos devem permanecer anexados e armazenados juntos de acordo com as instruções do produto.

Se tiver dúvidas sobre estas instruções ou questões de segurança adicionais, envie um e-mail para productcompliance@idexx.com. Para outras perguntas relacionadas ao produto, entre em contato com sua equipe de suporte técnico local.

Bezpečnostní informace pro reagent Catalyst* Bile Acids (32-0012550-00, 25-0013174-00)



Číslo dílu	Bezpečnostní kódy	Bezpečnostní upozornění	Prevence	Reakce	Uchovávání	Likvidace
Pryskyřice IMAC Catalyst* Bile Acids, lyofilizovaná	H315	Způsobuje podráždění kůže; může způsobit alergickou reakci kůže; způsobuje vážné poškození očí; toxická pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem	Vyhýbejte se vdechování prachu/dýmu/plynu/aerosolu/výparů/postřiku; po manipulaci se důkladně umyjte; kontaminovaný pracovní oděv nesmí být vnesen z pracoviště; zamezte uvolnění do prostředí; použijte ochranné rukavice; použijte ochranu očí/ochranu obličeje	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou; pokud používáte kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno, a pokračujte ve vymývání Pokud se objeví podráždění kůže nebo vyrážka: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření Pokud podráždění očí přetrvává: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření Kontaminovaný pracovní oděv svlékněte a před opakovaným použitím vyperte; uniklý produkt zachyťte	Skladujte odděleně od nekompatibilních materiálů	Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy
	H317					
	H319					
	H411					
	P261					
	P264					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+P352					
	P305+ P351+P338					
	P333 + P313					
	P337+P313					
P362 + P364						
P391						
P501						
Ředící činidlo vzorku Catalyst* Bile Acids	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci; škodlivý pro vodní organismy; škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky	Kontaminovaný pracovní oděv nesmí být vnesen z pracoviště; zamezte uvolnění do prostředí; noste ochranné rukavice	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody Pokud se objeví podráždění kůže nebo vyrážka: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření Kontaminovaný oděv před opakovaným použitím vyperte	Skladujte odděleně od nekompatibilních materiálů	Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy
	H412					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+ P352					
	P333 + P313					
	P363					
	P501					

Poznámka: Kelímky musí zůstat připojené a skladované společně podle pokynů k výrobku.

Pokud máte dotazy k tomuto dokumentu nebo další obavy o bezpečnost, zašlete e-mail na productcompliance@idexx.com.
V případě dalších dotazů týkajících se výrobku se obraťte na místní tým zákaznické podpory.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa odczynnika Catalyst* Bile Acids (32-0012550-00, 25-0013174-00)



Numer katalogowy	Kody bezpieczeństwa	Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia	Zapobieganie	Reagowanie	Przechowywanie	Utylizacja
Żywica Catalyst* Bile Acids IMAC, liofilizowana	H315	Powoduje podrażnienie skóry; może powodować reakcję alergiczną skóry; powoduje poważne podrażnienie oczu; działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki	Unikać wdychania pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy; dokładnie umyć po pracy; zanieczyszczonej odzieży roboczej nie wolno wynosić poza miejsce pracy; unikać uwalniania do środowiska; nosić rękawice ochronne; nosić ochronę oczu/ ochronę twarzy	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut; usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można to łatwo zrobić; kontynuować płukanie Jeśli wystąpi podrażnienie skóry lub wysypka: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem; zebrać wyciek	Przechowywać z daleka od materiałów niekompatybilnych	Zawartość/pojemnik zutyliczować zgodnie z przepisami lokalnymi/ regionalnymi/krajowymi/ międzynarodowymi
	H317					
	H319					
	H411					
	P261					
	P264					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+P352					
	P305+ P351+P338					
	P333 + P313					
	P337+P313					
P362 + P364						
P391						
P501						
Rozcieńczalnik do próbki Catalyst* Bile Acids	H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry; szkodliwy dla organizmów wodnych z długotrwałymi skutkami	Zanieczyszczonej odzieży roboczej nie wolno wynosić poza miejsce pracy; unikać uwalniania do środowiska; nosić rękawice ochronne	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody Jeśli wystąpi podrażnienie skóry lub wysypka: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem	Przechowywać z daleka od materiałów niekompatybilnych	Zawartość/pojemnik zutyliczować zgodnie z przepisami lokalnymi/ regionalnymi/krajowymi/ międzynarodowymi
	H412					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+ P352					
	P333 + P313					
	P363					
	P501					

Uwaga: Kubeczki powinny pozostać połączone i przechowywane razem zgodnie z instrukcją użycia.

W przypadku pytań dotyczących tego dokumentu lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa prosimy o kontakt pod adresem productcompliance@idexx.com.
W przypadku innych pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt z lokalnym zespołem obsługi klienta.

Catalyst*胆汁酸试剂安全信息 (32-0012550-00、25-0013174-00)



产品编号	安全代码	危险性说明	预防措施	事故响应	储存	废弃处置
Catalyst* 胆汁酸IMAC 树脂, 冻干型	H315	对皮肤造成刺激;可能导致皮肤过敏反应;对眼睛造成严重刺激;对水生生物有毒并具有长期影响	避免吸入粉尘/烟/气体/雾气/蒸汽/喷雾;处置后彻底清洗;受沾染的工作服不得带出工作场地;避免释放到环境中;戴防护手套;佩戴防护眼罩/防护面罩	如接触到皮肤:请用大量水冲洗 如进入眼睛:请用水小心冲洗数分钟;如果佩戴了隐形眼镜且易于取下,请将其取下;继续冲洗 如产生皮肤刺激或皮疹:寻求医疗建议/就医 如对眼睛造成持续刺激:寻求医疗建议/就医 脱下受沾染的衣服,洗净后再使用;收集溅出部分	远离不相容材料存放	按照地方/区域/国家/国际法规处置内装物/容器
	H317					
	H319					
	H411					
	P261					
	P264					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+P352					
	P305+ P351+P338					
	P333 + P313					
	P337+P313					
P362 + P364						
P391						
P501						
Catalyst* 胆汁酸样本稀 释液	H317	可能导致皮肤过敏反应;对水生生物有害;对水生生物有害并具有长期影响	受沾染的工作服不得带出工作场地;避免释放到环境中;戴防护手套	如接触到皮肤:请用大量水冲洗 如产生皮肤刺激或皮疹:寻求医疗建议/就医 受沾染的衣服洗净后才能使用。	远离不相容材料存放	按照地方/区域/国家/国际法规处置内装物/容器
	H412					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+ P352					
	P333 + P313					
	P363					
	P501					

注意: 请根据产品说明整体存放, 不要拆分各试剂杯。

如果您对本说明存有任何疑问或有其他安全疑虑, 请发送电子邮件至 productcompliance@idexx.com。
与产品相关的其他问题, 请联系您当地的客户支持团队。

Catalyst* Bile Acids 膽酸試劑安全資訊 (32-0012550-00, 25-0013174-00)



物件編號	安全代碼	危害聲明	預防	反應	儲存	處置
Catalyst* Bile Acids 膽酸 IMAC 樹脂, 冷凍真空乾燥	H315	造成皮膚刺激;可能造成過敏性皮膚反應;造成嚴重眼睛刺激;對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響	避免吸入灰塵/煙霧/氣體/氣霧/蒸氣/噴霧;處理後徹底清洗;受污染的工作衣物不可穿出工作區外;避免釋放到環境中;穿戴保護性手套;配戴護目鏡/護面罩	如果誤觸皮膚:請用大量的水沖洗 如果誤觸眼睛:用水小心沖洗數分鐘;如配戴隱形眼鏡且容易取下,則將之取下;持續沖洗 如果發生皮膚刺激不適或皮疹:就醫尋求建議 如果眼睛持續刺激不適:就醫尋求建議 脫下受污染的衣物並於洗淨後再使用;收集溢出部分	儲存於遠離不相容物質之處	依照當地/地區/國家/國際法規丟棄內容物/容器
	H317					
	H319					
	H411					
	P261					
	P264					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+P352					
	P305+ P351+P338					
	P333 + P313					
	P337+P313					
P362 + P364						
P391						
P501						
Catalyst* Bile Acids 膽酸樣本稀釋液	H317	可能造成過敏性皮膚反應;對水生生物有害;對水生生物有害並具有長期持續影響	受污染的工作衣物不可穿出工作區外;避免釋放到環境中;穿戴保護性手套	如果誤觸皮膚:請用大量的水沖洗 如果發生皮膚刺激不適或皮疹:就醫尋求建議 受污染的衣物請於洗淨後再使用	儲存於遠離不相容物質之處	依照當地/地區/國家/國際法規丟棄內容物/容器
	H412					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+ P352					
	P333 + P313					
P363						
P501						

注意:試劑杯應依照產品說明保持彼此相連並一起儲存。

如果您對此說明有任何疑問或其他安全疑慮,請寫電子郵件至 productcompliance@idexx.com。其他產品相關問題,請洽詢您當地的客戶支援團隊。

Catalyst* 담즙산 시약(32-0012550-00, 25-0013174-00)에 대한 안전 정보



부품 번호	안전 코드	유해/위험	예방 조치	응급 조치	보관/저장	폐기 처분
Catalyst* 담즙산 IMAC 수지(동결 건조)	H315	피부 자극 유발. 피부 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 심각한 눈 자극 유발. 수중 생물에 대한 유독성은 장기간 그 효과가 지속됨.	먼지/연기/가스/미스트/증기/ 비말을 흡입하지 마십시오. 취급 후에는 철저히 씻으십시오. 오염된 작업복은 작업장 밖으로 반출하지 않아야 합니다. 자연환경에 유출하지 않도록 하십시오. 보호 장갑을 착용하십시오. 보안경/안면 보호구를 착용하십시오.	피부에 닿았을 경우, 물로 충분히 씻어주십시오. 눈에 들어간 경우, 물로 몇 분간 조심스럽게 행구십시오. 콘택트렌즈를 착용한 경우, 렌즈를 빼기 쉽다면 빼낸 후 계속 더 행구십시오. 피부 자극 또는 홍반이 나타날 경우, 의학적인 조치/조언을 받으십시오. 눈의 자극이 지속되는 경우, 의학적인 조치/조언을 받으십시오. 오염된 작업복은 벗어야 하며 재사용하기 전에 세탁하십시오. 유출물이 있으면 수거하십시오.	호환성이 없는 다른 물질과는 격리하여 보관하십시오.	관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.
	H317					
	H319					
	H411					
	P261					
	P264					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+P352					
	P305+ P351+P338					
	P333 + P313					
	P337+P313					
P362 + P364						
P391						
P501						
Catalyst* 담즙산 검체 희석액	H317	피부 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 수중 생물에 유해함. 수중 생물에 대한 유해성은 장기간 그 효과가 지속됨.	오염된 작업복은 작업장 밖으로 반출하지 않아야 합니다. 자연환경에 유출하지 않도록 하십시오. 보호 장갑을 착용하십시오.	피부에 닿았을 경우, 물로 충분히 씻어주십시오. 피부 자극 또는 홍반이 나타날 경우, 의학적인 조치/조언을 받으십시오. 오염된 작업복은 재사용하기 전에 세탁하십시오.	호환성이 없는 다른 물질과는 격리하여 보관하십시오.	관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.
	H412					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+ P352					
	P333 + P313					
	P363					
	P501					

주의: 모든 컵은 제품 지침에 따라 함께 부착된 상태로 보관해야 합니다.

본 문서의 내용에 대해 궁금한 점이 있으시거나 다른 안전 관련 우려 사항이 있는 경우 productcompliance@idexx.com으로 이메일을 보내주십시오.
기타 제품 관련 문의 사항은 해당 지역 고객 지원 팀으로 문의해 주시기 바랍니다.

ข้อมูลความปลอดภัยสำหรับน้ำยา Catalyst* Bile Acids (32-0012550-00, 25-0013174-00)



หมายเลขชิ้นส่วน	รหัสความปลอดภัย	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย	การป้องกัน	การตอบสนอง	การเก็บรักษา	การจัดการ
Catalyst* Bile Acids IMAC Resin แบบ Lyophilized	H315	ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองบริเวณผิวหนัง อาจก่อให้เกิดอาการแพ้บริเวณผิวหนัง ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองบริเวณดวงตา ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำโดยมีผลกระทบในระยะยาว	หลีกเลี่ยงการสูดหายใจเอาฝุ่น/ควัน /แก๊ส /ละออง/ไอ/สเปรย์เข้าสู่ร่างกาย ไม่นำชุดที่ปนเปื้อนสารออกนอกสถานที่ปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม สวมถุงมือ สวมแว่นตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า	หากสัมผัสบริเวณผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก หากสัมผัสบริเวณดวงตา ให้ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้ามีการสวมใส่และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก และให้ล้างอย่างต่อเนื่อง หากมีอาการระคายเคืองหรืออาการผื่นคันบริเวณผิวหนังเกิดขึ้น ให้รีบพบแพทย์ หากยังคงมีอาการระคายเคืองดวงตาอยู่ ให้รีบพบแพทย์ ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกและซักล้างเสื้อผ้าก่อนนำมาใช้สวมใส่ใหม่ เก็บรวบรวมสารที่รั่วไหล	จัดเก็บให้พ้นจากสารที่ไม่เข้ากัน	การกำจัดสารเคมี/ภาชนะบรรจุ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระดับชาติ/ระหว่างประเทศ
	H317					
	H319					
	H411					
	P261					
	P264					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+P352					
	P305+ P351+P338					
	P333 + P313					
	P337+P313					
P362 + P364						
P391						
P501						
สารเจือจางตัวอย่าง Catalyst* Bile Acids	H317	อาจก่อให้เกิดอาการแพ้บริเวณผิวหนัง อาจมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ และอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำและมีผลกระทบในระยะยาว	ไม่นำชุดที่ปนเปื้อนสารออกนอกสถานที่ปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม และสวมถุงมือป้องกัน	หากสัมผัสบริเวณผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก หากมีอาการระคายเคืองหรืออาการผื่นคันบริเวณผิวหนังเกิดขึ้น ให้รีบพบแพทย์ ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำมาใช้สวมใส่ใหม่	จัดเก็บให้พ้นจากสารที่ไม่เข้ากัน	การกำจัดสารเคมี/ภาชนะบรรจุ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระดับชาติ/ระหว่างประเทศ
	H412					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+ P352					
	P333 + P313					
	P363					
	P501					

หมายเหตุ: ไม่แยกส่วนประกอบของน้ำยาและเก็บไว้ด้วยกันตามคำแนะนำผลิตภัณฑ์

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้หรือมีความกังวลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม ให้ส่งอีเมลไปที่ productcompliance@idexx.com.
สำหรับคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อทีมดูแลลูกค้าท้องถิ่นของคุณ

Veiligheidsinformatie voor Catalyst* Bile Acids - reagens (32-0012550-00, 25-0013174-00)



Artikelnummer	Sicherheitscode	Gefahrenhinweis	Prävention	Maßnahmen	Lagerung	Entsorgung
32-0012550-00	Catalyst* Bile Acids IMAC Resin, Lyophilized	Veroorzaakt huidirritatie; kan een allergische huidreactie veroorzaken; veroorzaakt ernstige oogirritatie; vergiftig voor in water levende organismen, met langdurige gevolgen	Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden; na het werken met dit product grondig wassen; verontreinigde werkkleding mag de werkplek niet verlaten; lozing in het milieu vermijden; beschermende handschoenen dragen; oogbescherming/gelaatsbescherming dragen	BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten; contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen; blijven spoelen. Bij huidirritatie of huiduitslag: medisch advies inwinnen Als oogirritatie aanhoudt: medisch advies inwinnen Verontreinigde kleding uittrekken en wassen vóór hergebruik; gemorste vloeistof opvangen	Uit de buurt houden van incompatibele materialen	Inhalt/Behälter gemäß den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Richtlinien entsorgen
	H315					
	H317					
	H319					
	H411					
	P261					
	P264					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+P352					
	P305+ P351+P338					
P333 + P313						
P337+P313						
P362 + P364						
P391						
P501						
25-0013174-00	Catalyst* Bile Acids-monsterverdunner	Kan een allergische huidreactie veroorzaken; schadelijk voor in water levende organismen, met langdurige gevolgen	Verontreinigde werkkleding mag de werkplek niet verlaten; voorkom lozing in het milieu; draag beschermende handschoenen	BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water Bij huidirritatie of huiduitslag: medisch advies inwinnen Besmette kleding altijd wassen vóór hergebruik	Uit de buurt houden van incompatibele materialen	Inhalt/Behälter gemäß den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Richtlinien entsorgen
	H317					
	H412					
	P272					
	P273					
	P280					
	P302 + P350					
	P302+ P352					
	P333 + P313					
	P363					
P501						

Opmerking: Cups moeten bevestigd blijven en samen bewaard worden volgens de productinstructies.

Als u vragen heeft over deze brief of als u aanvullende veiligheidsproblemen heeft, kunt u een e-mail sturen naar productcompliance@idexx.com.
Voor andere productgerelateerde vragen kunt u contact opnemen met uw lokale klantenondersteuning.